




# Sterilisatorer for Bajonetsave Type 1260



Sterilisator med dyser for bajonet save.

Alle kontaktflade er beskyttet med plast og spor udformet så sprøjt fra dyser minimeres.

Dyser fremstillet af PVDF, der mindsker tilkalkning.

Opbygget med kold-varm-kold sekvens styring.


Det kolde forskyl fjerner kød rester og proteiner, der ikke "brænder fast" på klingen.

Det varme skyl er sterilisering" der fjerner Fedt.

Der afsluttes med et kold skyl, der køler klingen, så



den er klar til omgående at blive brugt igen— uden at kødet "klæber" til klingen.



Birk Stå A/S · Industriparken 14 · DK-7400 Herning · Tel.: +45 97 16 16 16 · Fax: +45 97 16 85 85 · mail@birk-staal.dk · www.birk-staal.dk

## Anvendelser Type 1260

EFA	Javis	Freund
EFA 63	SER 400	BBH30-03
EFA 66	MG 1	BBST30-13
EFA 68	SER 03	SST50-13
EFA 69		SH60-03
SL 50-18		ST40-11

## Specifikationer Type 1260

Vand	Ind, 1/2" RG
	Kold + varm vand
EL	240 V, 50Hz + Gr
Forbrug	3W (tomgang)
	12W (skyl)
	Ca. 16 l/ min

